



MEDIZINISCHE VERBRAUCHSGÜTER

Telefon 02261-9891-0 · Fax 02261-9891-111
www.nordiska.de



6 GUTE GRÜNDE FÜR NORDISKA:

- 1

nordiska ist Ihr Spezialist für intelligente und innovative Arbeitserleichterungen, Hilfsmittel und Funktionsmöbel im Bereich Gesundheitseinrichtungen.
- 2

Wir legen größten Wert auf die persönliche Betreuung unserer Kunden. Denn nur so können wir individuell auf Ihre Ideen und Bedürfnisse eingehen.
- 3

Dank unseres großen Lagerbestandes bekommen Sie schnell und zuverlässig die benötigten Produkte - auch kurzfristig.
- 4

Tausende Ärzte, Schwestern und Pfleger vertrauen in über 17 Ländern täglich auf uns und unsere Produkte. Wir beraten Sie auf Deutsch, Englisch, Russisch & Schwedisch.
- 5

Mit Produkten von nordiska sparen Sie vor allem Zeit und Kraft. Ihr Job wird einfach einfacher und sicherer. Davon profitieren nicht nur Sie, sondern auch Ihre Patienten.
- 6

Wir möchten helfen. Deshalb unterstützen wir verschiedene gemeinnützige Vereine und Organisationen, um Leid zu lindern und vielen Menschen das Leben zu erleichtern.

Full-Service aus einer Hand

Bei uns sind Sie gut aufgehoben! Ob bei Produktanfragen, Einweisungen oder Servicefragen - unsere erfahrenen Berater und Servicetechniker besuchen Sie auch gerne persönlich vor Ort.

Zuverlässige Direktlieferung

Frachtfreie Lieferung ab € 100* - direkt zum Verwendungsort. Nennen Sie uns einfach Ihre Lieferwünsche. Ob mit Spedition, Paketdienst oder eigenem Fuhrpark - Ihre Ware erhalten Sie auf dem schnellsten Weg!

Vielfältige Zusammenarbeit

Egal ob Sie direkt aus dem Krankenhaus oder einer Praxis kommen oder ob Sie als Architekt oder Bauplaner tätig sind, unsere Partner sind vielfältig. So haben auch Sie immer den richtigen Partner an Ihrer Seite.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012

Bei uns wird nichts dem Zufall überlassen! Für den Vertrieb unseres umfangreichen Produktsortiments arbeiten wir mit einem DIN-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem für den Vertrieb von medizinischen Produkten.

INHALT

OP-ZUBEHÖR	6
Boden-Saugtücher, OP-Bodensauger, Lampengriffe, Augenschutzmaske, Einführhilfen für den Endotrachealtubus, Sicherheitsskalpelle, Nadelzählboxen, Hautmarkierungsstifte	
STATIONS-ZUBEHÖR	10
Liegen-Schutzabdeckungen, Abdeckhauben, Einweg-Bettwäsche, Patientenkittel, Netzhosen, Nasenschleuder, Aufbewahrung von Patienteneigentum, Mundpflegestäbchen, Mundtupfer, Zahnbürsten, EKG-Tasche, Infusionsdruckmanschette, Spuckbeutel, Einwegrasierer, Waschhandschuhe, Handwaschbürste	
BEREICHSBEKLEIDUNG	18
Patientenschuhe, Stoppersocken, Einweg-Slipper, OP-Socken, Atemschutzmaske, Chirurgische Maske, Schutzbrillen, Thermo-Kleidung, Astrohaube, Barett-haube, Schwesternhaube, Doktorhaube, Überstiefel, Überschuhe, Einwegschützen, Einwegkittel, OP-Bekleidung	
LAGERUNGS- & HEBE-/TRANSFERHILFEN	27
Qview Kopflagerungskissen, Prone Face Soft, Prone Face One, Patient Positioners aus PU-Schaum, Transferlaken, Patientenunterlage, Underpads	
PIKTOGRAMM-LEGENDE	32
STICHWORT-VERZEICHNIS	32
BESTELLFORMULAR	34
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	35

Boden-Saugtücher

Ein Saugtuch für den Boden sorgt für einen trockenen und standsicheren Boden. Das Tuch gibt es in 2 Versionen: als rutschfeste, saugfähige Matte auf der das Personal sicher stehen kann, und als superabsorbierende Matte für die Aufnahme von herunter tropfender Flüssigkeiten.

Der Einsatz von Saugtüchern verkürzt die Reinigungsintervalle und Rüstzeiten, wodurch Kosten minimiert werden, da Flüssigkeiten wie Spülflüssigkeiten, Blut oder andere Körperflüssigkeiten einschließlich der infektiösen Keime aufgenommen und gebunden werden.

1 SAUGTUCH NEBEN DEN TISCH

Rutschfeste Unterseite, rutschfeste und standsichere Oberseite, unsteril.

Daten/Maße	
Außenmaß:	116 x 76 cm
Aufnahmemenge:	bis zu 1 Liter Flüssigkeit
Bestellmenge:	1 VE = 50 Stück
Best.-Nr.	
95926	

Daten/Maße	
Außenmaß:	45 x 75 cm
Aufnahmemenge:	bis zu 1,5 Liter Flüssigkeit
Bestellmenge:	1 VE = 50 Stück
Best.-Nr.	
95931	



2 SAUGTUCH NEBEN DEN TISCH, AUF ROLLE

Für den individuellen Zuschnitt, Maße: 90 cm x 50 m, 1 VE = 1 Rolle

Best.-Nr.	
95933	



3 GESTELL FÜR SAUGTUCH AUF ROLLE

Best.-Nr.	
98846	

4 SAUGTUCH UNTER DEN TISCH

Beidseitig absorbierend, unsteril, speichert und bindet die Flüssigkeiten und Keime sicher und hygienisch.

Daten/Maße	
Außenmaß:	75 x 36 cm
Aufnahmemenge:	bis zu 8 Liter Flüssigkeit
Bestellmenge:	1 VE = 100 Stück
Best.-Nr.	
95922	



1 Saugtuch neben den OP-Tisch



2 Saugtuch neben den OP-Tisch, Rolle

3 Gestell für Saugtuch auf Rolle



4 Saugtuch unter den OP-Tisch

Der Bodensauger für den Einsatz im OP

Mit Hilfe des OP-Bodensaugers lassen sich während einer Operation anfallende Flüssigkeiten schnell und einfach vom Boden des OP-Saals entfernen!

Der OP-Bodensauger wird mit Hilfe des vormontierten Schlauches an den Saugkanister eines Vakuums Aspirators oder an die zentrale Vakuum-Station angeschlossen und nimmt so die Flüssigkeiten vom Boden auf.

1 OP-BODENSAUGER

Bodensauger aus grün-transparentem Kunststoff, transparenter Schlauch aus einem flexiblen und biegsamen Material.

Daten/Maße	
Bodensauger-Maß:	Ø 205 mm
Länge Schlauch:	2.400 mm
Bestellmenge:	1 VE = 15 Stück

Best.-Nr.	
95939	



OP-Lampengriffe

Die OP-Lampengriffe »Standard« und »Universal« zum Einmalgebrauch bieten eine wirksame Möglichkeit, Kosten zu reduzieren und OP-Deckenlampen zu standardisieren. Kostenreduzierung durch einfaches und schnelles Austauschen. Es geht keine kostbare Zeit durch die Wiederaufbereitung der Deckenlampe verloren.

- Einfache Handhabung
- Effektive Kostenreduzierung
- Steril, daher mehr Hygiene im OP-Saal
- 100% Latexfrei

1 LAMPENGRIFF STANDARD

Grün, 1 VE = 30 Stück	
Best.-Nr.	
97442	

2 LAMPENGRIFF UNIVERSAL


Blau, 1 VE = 60 Stück	
Best.-Nr.	
97443	



Augenschutzmaske

IGuard Augenschutzmaske aus Polyurethan-Schaum (blau) und Polyethylen (weiss), Schaumstoff doppelt beschichtet mit medizinischem Acrylklebstoff. Schützt vor Verletzungen, Flüssigkeiten und Austrocknen während der OP, selbstklebend, latexfrei. Transparente Linsen ermöglichen die einfache Überwachung des Patienten. Der flexible Schaumstoff kann auf jeden Patienten angepasst werden.

Maße: 21 x 8 cm, Farbe blau/weiß	
Best.-Nr.	VE
92293	25 Stück



1 OP-Bodensauger mit Schlauch



1 Lampengriff Standard

2 Lampengriff Universal



4 IGuard Augen-schutzmaske

Einführhilfen für den Endotrachealtubus

Der Bougie ist eine Einführhilfe für den Endotrachealtubus. Die gebogene Spitze (Coudé) reduziert das Risiko eines Patiententraumas. Bestehend aus Polyethylen mit niedriger Dichte, sorgt für eine gute Steifigkeit und gute Einführung. Die gut sichtbare Markierung ermöglicht eine genaue Distanzeinführung.

① BOUGIE TO-GO

Passend für 6 mm bis 11 mm Tuben, platzsparend verpackt, passend für Notfall- oder Hosentasche, 5 x 600 mm.

Best.-Nr.	VE
92295	10 Stück

② BOUGIE

Passend für 6 mm bis 11 mm Tuben, 5 x 700 mm.

Best.-Nr.	VE
92294	10 Stück

o. Abb. KINDER-BOUGIE


Passend für 4 mm bis 6 mm Tuben, 3,3 x 700 mm.

Best.-Nr.	VE
92250	10 Stück

③ BOUGIE MIT ABSAUGUNG

Passend für 6mm bis 11 mm Tuben, 5 x 700 mm, mit Absaug- / Beatmungsaufsatz, für die Beatmung während der Intubation oder Absaugung von Sekreten.

Best.-Nr.	VE
92251	10 Stück



Sicherheitsskalpelle

Das Einweg-Sicherheitsskalpell verhindert Infektionsübertragungen während der OP in Folge von Schnitt- und Stichverletzungen beim Anreichen, Abnehmen und Entsorgen. Die aus rostfreiem Stahl gefertigte Klinge ist mit einem durchsichtigen Klingenschutz versehen, sodass die Klingengeometrie sofort sichtbar und die Position der Klinge jederzeit erkennbar ist. Der Plastikgriff ist leicht und griffig für eine optimale Klingenföhrung.

Abb.	Best.-Nr.	Klingengeometrie	Skalpellegriff
①	97140	#10	3
②	97141	#11	3
③	97145	#15	3
④	97142	#20	4



Nadelzählboxen

Der spezielle Schaum der Nadelzählboxen verändert bei der Sterilisation nicht die Form. Die Klebestreifen sichern den Nadelzähler im gewünschten Arbeitsbereich. Gut lesbare Zahlen erlauben eine einfache Zählung, sowie Platzierung von Nadeln und Nadeln. Der klare Deckel ermöglicht eine verbesserte Sichtbarkeit auch im geschlossenen Zustand. Die Nadel-Zählboxen enthalten weder Naturkautschuk-Latex noch Nanosilberadditive oder Phthalate.

Nadelzählbox mit Magnet und klarem Deckel für 10 Nadeln, 55x115x15 mm

Abb.	Best.-Nr.	VE
①	95977	100 Stück

Nadelzählbox mit Magnet und klarem Deckel für 15 Nadeln, 55x115x15 mm

Abb.	Best.-Nr.	VE
②	95978	100 Stück

Nadelzählbox mit Magnet und klarem Deckel für 30 Nadeln, 90x120x15 mm

Abb.	Best.-Nr.	VE
③	95979	108 Stück

Nadelzählbox mit Schaumblock und Magnet für 40 Nadeln, 90x120x15 mm


Abb.	Best.-Nr.	VE
④	95980	50 Stück

Nadelzählbox mit Schaumblock, Magnet und Klingengeometrie für 10 Nadeln, 55x75x30 mm

Abb.	Best.-Nr.	VE
⑤	95981	100 Stück

Nadelzählbox mit Schaumblock, Magnet und Klingengeometrie für 20 Nadeln, 55x115x35 mm

Abb.	Best.-Nr.	VE
⑥	95982	100 Stück



Hautmarkierungsstifte

Die Hautmarkierungsstifte enthalten speziell entwickelte, hautfreundliche Tinte, die ungiftig und non-permanent ist. Enthält kein Naturkautschuk-Latex oder Phthalate und bietet so mehr Sicherheit für Patient und Mitarbeiter, da Allergien oder potenziell schädliche Verbindungen verhindert werden.

Hautmarkierungsstift mit Standard-Spitze

Abb.	Best.-Nr.	VE
①	95974	100 Stück

Hautmarkierungsstift mit feiner Spitze

Abb.	Best.-Nr.	VE
②	95975	100 Stück

Hautmarkierungsstift mit dualer Spitze

Abb.	Best.-Nr.	VE
③	95976	100 Stück



Liegen-
Schutzabdeckungen

① EINMAL-TRAGESCHUTZLAKEN

Gut aufsaugendes Tissue. Wasserdichte PE-Folie auf der Unterseite. Weich und hautfreundlich. Waserdicht und saugstark. Mit Fadenverstärkung für längere Stabilität und Reißfestigkeit. Einsatz: Schutz für die Trage im Rettungs- oder Transportwagen, für Bett oder OP-Tisch. Farbe weiss mit blauen Fäden.

1 Lage Tissue, 10 Fäden, 1 VE = 200 Stück

Größe	Best.-Nr.
210 x 75 cm	93929

2 Lagen Tissue, 39 Fäden, 1 VE = 100 Stück

Größe	Best.-Nr.
210 x 80 cm	93928

1 Lage Tissue, 8 Fäden, 1 VE = 100 Stück

Größe	Best.-Nr.
175 x 75 cm	95918

Weitere Maße auf Anfrage.



② SMS-MATRATZENSCHUTZBEZUG

Feuchtigkeitsundurchlässig. Durch die Mikroporenstruktur besonders atmungsaktiv. Bequem, elastisch, leicht, sehr hygienisch, da abwaschbar. SMS-Material, 65 g/m², Farbe weiss. 1 VE = 50 Stück

Größe	Best.-Nr.
200 - 210 x 90 cm	97802



③ CPE-MATRATZENSCHUTZBEZUG

Perfekter Bettenschutz gegen Schmutz, absolut wasserdicht, atmungsaktiv, für Allergiker geeignet, Material CPE, 40 µm, Farbe blau. 1 VE = 100 Stück

Größe	Best.-Nr.
210 x 90 cm	97803



① Einmal-Trageschutzlaken



② SMS-Matratzenschutzbezug



③ CPE-Matratzenschutzbezug

Abdeckhauben

PE-Abdeckhauben sind besonders praktische Hilfsmittel im Krankenhaus, wenn es um die Hygiene geht. Denn so werden frisch aufbereitete Patientenbetten oder Nachttische effektiv vor Staub und Krankheitserregern geschützt.

- Leichtes Material, leichte Handhabung
- Platzsparende Lagerung
- Deutliche Kostenersparnis gegenüber PE-Kunststoffhauben
- Schützt aufbereitete Betten vor Staub und Krankheitserregern
- Verhindert die Verbreitung von Krankheitserregern, die sich am benutzten Bett befinden

① ABDECKHAUBE BETT, AUF ROLLE GEFALTET

transparent, ca. 10 µm, 1 VE = 1 Rolle (200 Stück)

Größe	Best.-Nr.	Material
320 x 95 cm	97431	MDPE

② ABDECKHAUBE BETT, AUF ROLLE

transparent, ca. 10 µm, 1 VE = 1 Rolle (200 Stück)

Größe	Best.-Nr.	Material
320 x 95 cm	97380	HDPE



o. Abb. ABDECKHAUBE BETT, IM KARTON

transparent, ca. 11 µm, einzeln gefaltet
1 VE = 1 Karton (100 Stück)

Größe	Best.-Nr.
360 x 118 cm	97432

o. Abb. ABDECKHAUBE BETT, IM KARTON

transparent, ca. 10 µm, 1 VE = 1 Karton (200 Stück)

Größe	Best.-Nr.
320 x 95 cm	97434



③ ABDECKHAUBE KINDERBETT

transparent, ca. 10 µm, 1 VE = 1 Karton (100 Stück)

Größe	Best.-Nr.
260 x 115 cm	97435



④ ABDECKHAUBE NACHTTISCH

transparent, ca. 10 µm, 1 VE = 1 Rolle (200 Stück)

Größe	Best.-Nr.
70 x 60 x 115 cm	97436



⑤ EINWEGHAUBE FÜR ARMBÄNKCHEN

Einweghaube für Armausleger aus laminiertem Saugvlies im Spenderkarton, 47 cm, mit Gummizug für besseren Halt.

VE	Best.-Nr.
60 Stück	97787



① + ② Abdeckhaube Bett



③ Abdeckhaube Kinderbett



④ Abdeckhaube Nachttisch



⑤ Einweghaube für Armabänkchen

Einweg-Bettwäsche für Patienten

② EINWEG-BETTWÄSCHE

Aus PP-Vlies, mit Polyesterfüllung, luftdurchlässig, einzeln verpackt, Farbe weiss.

Einweg-Kopfkissenbezug, 1 VE = 200 Stück

Größe	Best.-Nr.
45 x 45 cm	97549

Einweg-Deckenbezug, 1 VE = 50 Stück

Größe	Best.-Nr.
195 x 115 cm	97844

Einweg-Kopfkissen, 1 VE = 40 Stück

Größe	Best.-Nr.
40 x 40 cm	97849



② Einweg-Bettwäsche



Einweg-Decken für Patienten

② PAPIER-EINWEG-DECKEN

- Aus 6 oder 8 Tissue-Lagen
- Wärmespeichernd
- Rundum geprägt
- Atmungsaktiv
- Saugfähig
- Bestens geeignet für Notfallambulanz und Aufwachraum

Maße: 110 x 190 cm, Farbe weiss

Best.-Nr.	Lagen	VE
97550	6-lagig	66 Stück
97555	8-lagig	48 Stück



② Papier-Einweg-Decken



③ POLYESTER-EINWEG-DECKEN

- Außenmaterial aus weichem PP-Vlies, Füllung aus Polyesterwatte
- Wärmespeichernd
- Rundum geschweißt
- Atmungsaktiv
- Bestens geeignet für Notfallambulanz und Aufwachraum
- 1 VE = 25 Stück

Maße: 110 x 190 cm, Farbe blau

Best.-Nr.	Ausführung
97575	300 g
97586	500 g



③ Polyester-Einweg-Decken



Patientenversorgung

① PATIENTENKITTEL

Aus PP, ca. 50 g/m², blickdicht, feste Qualität, Bindebänder für Taille, fusselarm, luftdurchlässig, sehr strapazierfähig, Größen L-XXL, 1 VE = 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.
blau	97732

② KOLOSKOPIE-/UNTERSUCHUNGSHOSE

Softes Spezial-SMS, blickdicht, mit Öffnung für Rektaluntersuchungen, Boxershorts-Schnitt, weite Passform, sehr weich und elastisch, Größe 60 x 65 cm, 1 VE = 250 Stück

Farbe	Best.-Nr.
blau	97731



① Patienten-kittel



② Koloskopie-/Untersuchungshose



Netzhosen

Elastische Fixierslips zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen und anderen saugenden Vorlagen. Durch die hautfreundliche spezielle Materialzusammensetzung zeichnen sich die Fixierslips durch hohe Elastizität, eine optimale Körperpassform und eine gute Vorlagenfixierung aus.

Die offene Struktur des Gewebes sorgt für ein gutes Mikroklima auf der Haut. Erhältlich als "Basic Line" und "Comfort Line".

- Aus hautfreundlichem Polyesterfilamentgarn
- Hohe Elastizität
- Gute Körperpassform und Vorlagenfixierung
- Latexfrei
- Sorgt für ein gutes Mikroklima auf der Haut

"Basic Line" (Material: 85% Polyester, 15% Elastan)

Größe	Farbe	Best.-Nr.
Medium	weiss/grün	93903
Large	weiss	93904
X-Large	weiss/blau	93905

"Comfort Line" (Material: 89% Polyester, 11% Elastan)

Größe	Farbe	Best.-Nr.
Small	weiss/gelb	93933
Medium	weiss/blau	93934
Large	weiss/grau	93935
X-Large	weiss/grün	93936



"BASIC LINE"



Medium



Large



X-Large

"COMFORT LINE"



Small



Medium



Large



X-Large

Nasenschleuder

- Mittig eingearbeitete Saugkomresse
- Einfaches Anlegen durch vorhandene Ohrschlaufen oder durch einen Knoten am Hinterkopf
- Großes Absorptionsvermögen
- Die aufgenommene Flüssigkeit wird in der Komresse gebunden und gehalten
- Für den HNO-Bereich nach Nasenoperationen mit Sekret-Austritt
- Hochelastischer Netzschlauchverband
- 100% Polyamid mit Saugkomresse
- Wattestopfen mit 25% Baumwollkämmling, 25% Zellwolle und 50% Zellstoff

③ Universalgröße, 1 VE = 20 Stück

Best.-Nr.
97121



③ Nasenschleuder



Sichere Aufbewahrung von Patienteneigentum

Patienten haben bei der Einlieferung oft privates Eigentum bei sich - von der Geldbörse bis zum Handy. In der Eile und Hektik können kleine Wertsachen schnell verloren gehen oder mit denen anderer Patienten vertauscht werden.

Hygienische und praktische Aufbewahrungstaschen für das Eigentum des Patienten in verschiedenen Ausführungen erleichtern Ihnen Ordnung und Aufbewahrung der Gegenstände. Minimieren Sie das Risiko, dass Privatgegenstände vertauscht werden oder verloren gehen!

① PE-PLASTIKTÜTE "PATIENTENEIGENTUM"

Reißfestes Organisationstalent hilft Ihnen das Eigentum der Patienten komfortabel an nur einer Stelle aufzubewahren, besonders beliebt in der Notaufnahme, Individuelle Beschriftungsmöglichkeit, Stärke 40 µm, weiss, Maße: 60 x 60 x 5 cm, 1 VE = 250 Stück

Best.-Nr.
97418



② GLEITVERSCHLUSSBEUTEL

Hygienische Patientenwertsachentasche als Gleitverschlussbeutel. Sie haben die Möglichkeit diese mit dem Namen und dem Geburtsdatum des Patienten zu beschriften. Verwechslungen der Privatgegenstände wird entgegengewirkt. Ideal für Schlüssel, Brille, Handy, Maße: 24 x 18,5 x 3 cm, 1 VE = 10 Stück.

Farbe: weiss mit blauem Aufdruck

Best.-Nr.
97538



③ LDPE VERSCHLUSSBEUTEL

Der LDPE-Verschlussbeutel bietet eine umfangreiche und komfortable Dokumentation des Patienteneigentums. Mit dem Adhäsionsstreifen lässt sich der Beutel ganz einfach und sicher verschließen - Nichts geht verloren!

Maße: 230 x 330 mm, 1 VE = 1.000 Stück

Best.-Nr.
97554



④ MEHRWEGBECHER 3-TEILIG

3-teiliger Mehrwegbecher mit Einsatz und Deckel zur Aufbewahrung von Patienteneigentum wie Zahnprothesen, Schlüssel, Schmuck oder Armbanduhr. Becher, Deckel und Einsatz in weiss. Kompletts aus Polypropylen, sehr einfach zu reinigen, autoklavierbar bis 134°C. Volumen: 30 ml.

Maße: 100 x 100 x 70 mm, 1 VE = 20 Stück

Best.-Nr.
99454



① PE-Plastiktüte "Patienteneigentum"



② Gleitverschlussbeutel



③ LDPE Verschlussbeutel



④ Mehrwegbecher 3-teilig

Mundpflege- und Mundhygiene-Produkte - Orale Pflege und Prophylaxe mit System!

Mundpflegestäbchen

Zum Reinigen, Befeuchten und Erfrischen der Mundhöhle, zum Auftragen pflegender und reinigender Substanzen, Mundpflegestäbchen einzeln verpackt, 14 cm lang, Kopf aus Schaumstoff, Stäbchen aus Kunststoff, unbehandelt, oder mit Mint-Geschmack behandelt

① MUNDPFLEGESTÄBCHEN, UNBEHANDELT

Menge	Farbe	Best.-Nr.
1 VE = 250 Stück	rot	99461
1 VE = 500 Stück	rot	99461-500
1 VE = 1.000 Stück	rot	99461-1000

② MUNDPFLEGESTÄBCHEN, BEHANDELT

Menge	Farbe	Best.-Nr.
1 VE = 250 Stück	grün	99462
1 VE = 500 Stück	grün	99462-500
1 VE = 1.000 Stück	grün	99462-1000



Mundtupfer

Zum Reinigen und Befeuchten der Mundschleimhaut, geeignet für Standard-Absaugschläuche, Daumendruck-Steuerung, gleichzeitig kontrollierte Mundpflege und Absaugung, Mundpflegestäbchen einzeln verpackt, 22 cm lang, Kopf aus grünem Schaumstoff, Stäbchen aus Kunststoff, 1 VE = 100 Stück

③ MUNDTUPFER MIT ABSAUGUNG

Ausführung	Best.-Nr.
behandelt	99464
unbehandelt	99463



Zahnbürste

Geeignet für Standard-Absaugschläuche, Daumendruck-Steuerung, weiche Zahnbürste inklusive Zungenschwämmchen, gleichzeitig kontrollierte Mundpflege und Absaugung, Einmalzahnbürste einzeln verpackt, 18 cm lang, Zungenschwämmchen aus grünem Schaumstoff, Stäbchen und Borsten aus Kunststoff, 1 VE = 100 Stück





④ ZAHNBÜRSTE MIT ABSAUGUNG

Ausführung	Best.-Nr.
behandelt	99466
unbehandelt	99465

⑤ EINMALZAHNBÜRSTE MIT PASTA

Einmalzahnbürste mit Pasta, einzeln verpackt, blau, 15,5 cm lang, Stäbchen und Borsten aus Kunststoff, 1 VE = 100 Stück

Ausführung	Best.-Nr.
behandelt	99469-02



Einweg-Gerätetasche für EKG- und Blutdruck-geräte

- Flecetasche mit PU-Folie
- Produkt enthält kein Kautschuk und kein Latex
- Spritzwasser- und Chemikalienfest
- Mit Klarsichtfenster
- Einfach zu verschließen dank Klettverschluss
- Durch weichen Stoff angenehm zu tragen
- Hygienische Einweglösung
- Kann zum Tragen von Langzeit-EKGs und Langzeit-Blutdruckgeräten eingesetzt werden
- Farbe weiss

① Maße: 15 x 19 mm, Bandlänge ca. 70 cm

Best.-Nr.	VE
97588	50 Stück
97588-100	100 Stück
97588-500	500 Stück



Infusionsdruckmanschette

Zur intravenösen und introarteriellen Infusionsbehandlung. Die latexfreie Manschette kann einhändig bedient werden, das Überdruckventil verhindert Überfüllung. Klare Rückseite zur besseren Sichtbarkeit von Etiketten/Barcodes auf dem Beutel, Druckanzeige 360° zur optimalen Drucküberwachung. Anleitung auf Beutel.

② 500 ml, Farbe weiss

Best.-Nr.	VE
92252	5 Stück



Spuckbeutel

- Bei Übelkeit, Erbrechen und Reisekrankheit
- Aus widerstandsfähigem Polyethylen
- Sicher, reißfest und platzsparend
- Einfache und saubere Alternative zur Nierenschale
- Kann auch im Liegen verwendet werden
- Hygienisch dank Abschlussring: Nach Gebrauch den Spuckbeutel zusammendrehen und in eine Kerbe am Mundstück einhängen
- Der Verschluss minimiert Gerüche
- Aufnahmekapazität: ca. 1.000 ml
- Farbe weiss

③ SPUCKBEUTEL
Maße: Ø 125 mm

Best.-Nr.	VE
97530	400 Stück



④ SPUCKBEUTEL-SPENDER

Ausführung	Best.-Nr.	Kapazität
Spender "M"	97565	für 30 Beutel
Spender "XL"	97566	für 65 Beutel

① Einweg-Gerätetasche



② Infusionsdruckmanschette



③ Spuckbeutel



Spender "M" Spender "XL"

④ Spuckbeutel-Spender

Einwegrasierer

Zweischneidiger Einmalrasierer für die präoperative Rasur, in praktischer Entnahmebox, mit Klingenschutz.

① Farbe blau

Best.-Nr.	VE
93922	1.000 Stück (10 x 100 Stück)



⑤ Einwegrasierer mit Klingenschutz



Waschhandschuhe

② WASCHHANDSCHUH ECONOMY

Spezial Vliesstoff weiss, rubbelfest, mit Ultraschall-Schweißnaht, weiches, anschmiegsames Material, Größe: 22 x 15 cm, 1 VE = 2.000 Stück

Farbe	Best.-Nr.	Gewicht
weiss	95911	60g/m²
weiss	95944	75g/m²

③ WASCHHANDSCHUH MOLTON

Waschhandschuh weiss, vernäht, sehr saugfähig und anschmiegsam, reißfest, Größe: 15 x 22 cm, 1 VE = 10 x 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	95912

④ WASCHHANDSCHUH RAUTE

Viskose-Vlies, genäht, rubbelfest, glatt, angenehm weich, Größe 22 x 15 cm, 1 VE = 20 x 50 Stück


Farbe	Best.-Nr.
weiss-blau	97905



② Waschhandschuh Soft

③ Waschhandschuh Fresh

④ Waschhandschuh Raute



Handwaschbürste

⑤ HANDWASCHBÜRSTE, TROCKEN

Nylonbürste mit Reinigungsborsten, mit Schwamm auf der Oberseite, inkl. Nagelreiniger, trocken, Farbe weiss, Größe 4 x 5 x 8 cm, 1 VE = 270 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	93913



⑤ Handwaschbürste, trocken



Mit Schwamm auf der Oberseite

Reinigungsborsten auf der Unterseite

inklusive Nagelreiniger

Beugen Sie mit Anti-Rutsch-Schuhen und Stoppersocken prophylaktisch Stürzen Ihrer Patienten vor!

Sturzprophylaxe in der Pflege hat es sich zum Ziel gesetzt, Stürze und deren Folgen zu verhindern, indem ursächliche Risiken und Gefahren erkannt und minimiert werden. Die Patientensicherheit steht im Fokus. Das Ziel bei der Einführung des Risikomanagements ist das Erkennen & Vermeiden von Gefahren. Man geht davon aus, dass 50% der Zwischenfälle vermeidbar sind.

1 ANTI-RUTSCH-SCHUHE

Nahtlose, federleichte Anti-Rutsch-Schuhe passen sich jedem Fuß an, kein Druck von Gummizug oder Nähten, Anti-Rutsch-Polyurethan, atmungsaktiv, luftdurchlässig, schnelles und kinderleichtes An- und Ausziehen, latexfrei, hygienisch. 1 VE = 50 Paar

Anwendungsbereiche:		
■ Auf den Stationen im Krankenhaus		
■ Alten- & Pflegeheime, Rehabilitation & Therapie		
■ Hotel-, Wellness- und Spa-Bereich		
■ Alle Bereiche mit Sturz- und/oder Rutschgefahr		
Farbe	Größe	Best.-Nr.
blau	34-38	97852
grün	38-42	97851
sand	42-46	97853



2 EINWEGSLIPPER »CLASSIC«

Offen oder geschlossen. Frottee-Polyester-Gemisch, EVA-Sohle. Einheitsgröße (Länge 28,5 cm). Paarweise verpackt. Das ideale „Give-away“ für Ihre Patienten. Farbe weiss. 1 VE = 100 Paar

Ausführung	Best.-Nr.
offen	97854
geschlossen	97855

3 EINWEGSLIPPER »SAFETY«

Baumwoll/Polyester. Rutschhemmende Sohle mit Noppenstruktur. Einheitsgröße (Länge 29,5 cm). Farbe weiss. 1 VE = 100 Paar

Ausführung	Best.-Nr.
offen	97857



4 STOPPERSOCKEN

Weiches und komfortables Frottee, passt sich jedem Fuß an, mit rutschfesten Stoppernoppen an Ober- und Unterseite für maximales Maß an Sicherheit, Rutschsicherheit auch beim Drehen der Socken gegeben, atmungsaktiv, luftdurchlässig, latexfrei, hygienisch. 1 VE = 48 Paar

Anwendungsbereiche:

- Auf den Stationen im Krankenhaus
- Alten- & Pflegeheime, Rehabilitation & Therapie
- Hotel-, Wellness- & Spa-Bereich
- Alle Bereiche mit Sturz- und/oder Rutschgefahr

Farbe	Größe	Best.-Nr.
rot	XS / 29-31	97987
orange	S / 32-34	97981
gelb	M / 35-36	97982
grün	L / 37-38	97983
blau	XL / 39-41	97984
grau	XXL / 42-44	97985
anthrazit	XXXL / 45-48	97986
beige	bariatrisch	97988



1 Anti-Rutsch-Schuhe



2 Einwegslipper Classic

Alle Modelle aus
angenehm weichem
Material mit rutsch-
hemmender Sohle

3 Einwegslipper Safety



4 Stoppersocken

OP-Einmalsocken – hygienischer, wirtschaftlicher und angenehmer Tragekomfort!

Einmalsocken sind vielseitig einsetzbar und haben einen angenehmen Tragekomfort und Sitz. Sie komplettieren die OP-Kleidung und schließen eine Lücke in der Hygiene. Als Einmalprodukt werden sie nach jedem Arbeitstag weggeworfen, so schützen Sie sich und andere!

Anwendungsbereiche:

- Auf Intensiv-, Wasch- und Infektionsstationen
- OP-Bereiche von Kliniken & ambulanten OP-Zentren
- Laborbereiche, Sterilräume
- Hotel-, Wellness- und Spa-Bereiche
- Sporteinrichtungen z.B. Eislaufbahnen oder Bowlingcentren
- Für private Verwendung in Beruf und Freizeit

1 EINMALSOCKEN

75% Baumwolle, 24,5% Polyamid, 0,5% Gummi (umspannendes Gummi, daher kein direkter Hautkontakt). Universalgröße, Farbe weiss, 1 VE = 800 Stück

Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stk/VE
1	97800	Einmalsocken	800



EINMALSOCKEN-SPENDERBOX

Spenderbox mit 50 Paar Einmalsocken. Passend zum Edelstahl-Spenderhalter.

Maße Box: 368 x 247 x 85 mm

Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stk/VE
2	97800-Box50	Spenderbox	100
3	98598	Spenderhalter	1

4 EINMALSOCKEN

Polyamid, Farbe weiss
Universalgröße, 1 VE = 800 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97807



5 EINMALSOCKEN

Baumwolle, Farbe weiss
Universalgröße, 1 VE = 800 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97804



o. Abb. EINMALSOCKEN

92% Baumwolle, 8% Polyamid, Farbe weiss
Universalgröße, 1 VE = 600 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97740




6 EINWEG-FÜSSLINGE

Polypropylene, atmungsaktiv, Farbe weiss
Universalgröße, 1 VE = 1000 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97704



1 Einmalsocken



3 Spenderhalter

2 Spenderbox



4 Einmalsocken



5 Einmalsocken



6 Einweg-Füßlinge

Atemschutzmaske

① ATEMSCHUTZMASKE FFP3 NR

Für höhere Risiken, aus PP, EN 149:2001 + A1:2009, ergonomische Feinstaubmaske mit Dichtlippe, Atemventil, regulierbare Bänder und flexibler Nasenbügel, dichtet sehr gut ab – empfohlen von RKI (Robert-Koch-Institut), Maße gefaltet: 15 x 15 cm, Größe Universal, 1 VE = 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97465



Chirurgische Masken

② CHIRURGISCHE MASKE

Mundschutz mit Gummibändern um die Ohren, PP-Material, hochwertig und hautfreundlich, optimale Filterleistung, 3-lagig, unsteril, fusselfrei, integrierter Nasenbügel einstellbar, CE-Kennzeichnung, erfüllen die Leistungsanforderung der EN14683 nach Typ II: Ausgezeichnete Filterleistung, geringer Atemwiderstand, bakterielle Filterleistung (BFE): >99%, Größe: 17,5 x 9 cm, 1 VE = 1000 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97454-00
grün	97454-01
blau	97454-02
gelb	97454-04
rosa	97454-13



③ CHIRURGISCHE MASKE

Mundschutz mit Gummiband hinter dem Kopf, PP-Material, hochwertig und hautfreundlich, optimale Filterleistung, 3-lagig, unsteril, fusselfrei, integrierter Nasenbügel einstellbar, CE-Kennzeichnung, erfüllen die Leistungsanforderung der EN14683 nach Typ II: Ausgezeichnete Filterleistung, geringer Atemwiderstand, bakterielle Filterleistung (BFE): >99%, Größe: 17,5 x 9 cm, 1 VE = 1000 Stück

Farbe	Best.-Nr.
grün	97458



Augenschutz

① SCHUTZBRILLE

Beschlagfeste Polycarbonat-Sichtscheibe. Rahmen-, Bügel- und Sichtscheibe klar. Kann über der eigenen Brille getragen werden! Entspricht DIN EN 166. 1 VE = 12 Stück.

Best.-Nr.
97811

② SCHUTZBRILLE


Mit flexiblen Nasenpads. Sichtscheibe klar, kratzfest, mit Anti-Beschlag-Beschichtung. Integrierter Seitenschutz. Gewicht nur 21 g. Entspricht DIN EN 166. 1 VE = 12 Stück.

Best.-Nr.
97812

③ SCHUTZBRILLE

Einscheibenbrille mit integriertem Seitenschutz. Antikratzbeschichtung. Bügel längenverstellbar. Kann über der eigenen Brille getragen werden! Entspricht DIN EN 166. 1 VE = 12 Stück

Best.-Nr.
97813



Thermo-Jacke

Der Gummiband im unteren Rücken sorgt für einen besseren Halt der Thermo-Jacke und somit mehr Sicherheit im OP. Wärmend und bequem durch das weiche SMS-Material und optimal in Kombination mit einem Thermo-Mini-Poncho. Die Jacke ist mit 2 Taschen, Strickbündchen, sowie Druckknöpfen ausgestattet.

① Farbe blau

Best.-Nr.	VE
98119	100 Stück



Thermo-Mini-Poncho

① PONCHO AUS SPUNLACE

Poncho aus Spunlace, Kragen aus Polyester-Jersey. Der Poncho schützt mit einem umschließenden Rollkragen die Halspartie und hält Brust, Nacken und Schultern warm. Hoher Tragekomfort dank gesäumter Kanten, leicht wasserabweisend.

Maße: 44,5 x 25 cm, Farbe blau

Best.-Nr.	VE
98121	250 Stück
98121-25	25 Stück

② PONCHO AUS SMS

Poncho aus SMS, Kragen aus Polyester-Jersey. Der Poncho schützt mit einem umschließenden Rollkragen die Halspartie und hält Brust, Nacken und Schultern warm. Hoher Tragekomfort dank gesäumter Kanten, leicht wasserabweisend.

Maße: 44,5 x 39 cm, Farbe blau

Best.-Nr.	VE
98131	250 Stück
98131-25	25 Stück



Einweg-Hauben für den Einsatz im OP-Bereich

1 ASTROHAUBE

Viskose, sehr leicht und luftdurchlässig, Universalgröße, 1 VE = 500 Stück

Farbe	Best.-Nr.
grün	97486
blau	97487



2 BARETHAUBE

Polypropylen-Vliesstoff, luftdurchlässig, mit Elastikband, latexfrei, 1 VE = 1.000 Stück

Größe Ø 53 cm

Farbe	Best.-Nr.
grün	97892
blau	97891

Größe Ø 60 cm

Farbe	Best.-Nr.
grün	97894
blau	97893



3 SCHWESTERNHAUBE

Viskose, mit Elastikband hinten, Universalgröße, 1 VE = 1.000 Stück

Farbe	Best.-Nr.
grün	97896
blau	97895



4 DOKTORHAUBE VISKOSE

Viskose, Schiffchenform, Universalgröße, 1 VE = 1.000 Stück

Farbe	Best.-Nr.
grün	97897
blau	97898



5 DOKTORHAUBE POLYPROPYLEN

Polypropylen-Vliesstoff, leicht und luftdurchlässig, runde Form, mit doppelt gelegtem Band (ca. 9 cm breit), Universalgröße, 1 VE = 1.000 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97484



1 Astrohaube



2 Barethaube



3 Schwesternhaube



4 Doktorhaube Viskose



5 Doktorhaube PP



Überstiefel/Überschuhe

1 ÜBERSTIEFEL PE

Geprägt, sehr stabil, mit Gummizug, wasserdicht, Höhe 47 cm, Fußlänge 38 cm, 1 VE = 500 Stück

Farbe	Best.-Nr.
transparent	97411

2 ÜBERSTIEFEL PP

Mit CPE Beschichtung, mit Bändern für sicheren Halt, besonders reißfest, sehr stabil, rutschhemmende Sohle, wasserdicht, Höhe 47 cm, Fußlänge 34 cm, 1 VE = 300 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97419

3 ÜBERSTIEFEL VINYL-SOHL

Oberteil aus mikroporösem Vlies, luftdurchlässig, robuste Vinyl-Sohle, auch für draußen geeignet, mit Bindeband für sicheren Halt, stabil und reißfest, Höhe 50 cm, Fußlänge 34 cm, 1 VE = 400 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97410



1 Überstiefel PE

2 Überstiefel PP

3 Überstiefel Vinyl-Sohle

Auswahl-Hilfe für Überstiefel

Best.-Nr.	Name	Einsatzbereich	Sohle
97411	Überstiefel PE	Innen, feuchte Bereiche	PE, wasserdicht
97419	Überstiefel PP mit CPE	Innen, glatte & feuchte Böden	CPE, rutschhemmend, wasserdicht
97410	Überstiefel Vinyl-Sohle	Innen, Außen	Vinyl, sehr stabil und reißfest

4 ÜBERSCHUH STANDARD

Aus CPE, zum Überziehen beim Betreten von Räumen, sehr strapazierfähig, wasserdicht, Länge 41 cm, 1 VE = 2000 Stück

Stärke ca. 25 µm

Farbe	Best.-Nr.
blau	97412

Stärke ca. 40 µm

Farbe	Best.-Nr.
blau	97452

Stärke ca. 75 µm

Farbe	Best.-Nr.
blau	97472

5 ÜBERSCHUH MED

PP-Vliesstoff, ca 40 g/m², leicht und atmungsaktiv, gemusterte rutschhemmende Sohle, reißfest, Länge: 40 cm, 1 VE = 1000 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97414
blau	97414-02

6 ÜBERSCHUH SAFE

Besonders atmungsaktiv, Oberteil PP weiss, Laufsohle aus CPE, rutschhemmend, luftdurchlässiges Oberteil, sehr stabile und reißfeste Sohle, Länge 41 cm, 1 VE = 500 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss-weiss	97455
weiss-blau	97455-02



4 Überschuh STANDARD

5 Überschuh MED

6 Überschuh SAFE

Einwegschürzen

① PE-SCHÜRZEN, AUF ROLLE

PE-Schürze mit Bändern, glatt, feuchtigkeitsundurchlässig und sehr strapazierfähig, einfaches Abrollen.

Größe 117 x 70 cm, ca. 16 µm, 1 VE = 5x 200er Rolle

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97872
grün	97872-01
blau	97872-02

Größe 125 x 70 cm, ca. 35 µm, 1 VE = 10x 50er Rolle

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97492
blau	97492-02



② PE-SCHÜRZEN, GEBLOCKT

PE glatt, wasserdicht, sehr strapazierfähig, extrem dehnbar und reißfest, ein- oder mehrmaliger Einsatz, antistatisch.

Größe 140 x 75 cm, ca. 60 µm, 1 VE = 10x 25er

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97493

Größe 125 x 75 cm, ca. 60 µm, 1 VE = 10x 25er

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97494

Größe 140 x 75 cm, ca. 40 µm, 1 VE = 10x 50er

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97495

Größe 110 x 75 cm, ca. 40 µm, 1 VE = 10x 50er

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97496



③ PE-SCHÜRZEN, GEBLOCKT

PE leicht geprägt, wasserdicht, sehr strapazierfähig, extrem dehnbar und reißfest, ein- oder mehrmaliger Einsatz, antistatisch.

Größe 140 x 75 cm, ca. 33 µm, 1 VE = 10x 50er

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97871
blau	97871-02

Größe 125 x 75 cm, ca. 33 µm, 1 VE = 10x 50er

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97873
blau	97873-02

Größe 150 x 100 cm, ca. 60 µm, 1 VE = 10x 25er

Farbe	Best.-Nr.
blau	97491

Größe 125 x 75 cm, ca. 50 µm, 1 VE = 10x 25er

Farbe	Best.-Nr.
blau	97497



o. Abb. SPENDER FÜR SCHÜRZEN AUF ROLLE

Edelstahl, rostfrei, entgratete Kanten, einfaches Abreißen von Schürzen auf Rolle, Maße 42 x 13 x 13,5 cm

Farbe	Best.-Nr.
silber	97998



Einwegkittel

① ISOLATIONSKITTEL

Aus weichem PP-Vlies mit PE-Beschichtung an Ärmel und Vorderseite, unsteril, mit Bindegürtel, mit Strick-Bündchen am Arm, für hohen Schutz. Maße 139 x 139 cm, 1 VE = 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.
gelb	97499



② OP-KITTEL, STERILISIERBAR

Spunlace-Material, 70 g/m², wasserdicht und atmungsaktiv, Strick-Bündchen am Arm, sterilisierbar, Bindebänder im Rücken, Kittel auf links gedreht für einfaches und schnelles Anziehen, Maße 130 x 165 cm, 1 VE = 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.
grün	97453



③ OP-KITTEL, SMS

Softes Spezial-SMS, besonders atmungsaktiv, wasser- und flüssigkeitsdicht, sterilisierbar, Strick-Bündchen am Arm, Bindebänder hinten, einzeln verpackt, Farbe blau, 1 VE = 50 Stück

Größe	Best.-Nr.
L / 125 cm	97881
XL / 140 cm	97882
XXL / 150 cm	97883



④ STATIONSKITTEL, MIT GUMMIBUND

Aus PP, unsteril, Schutz vor Flüssigkeiten, Taillen- und Halsverschlussbänder, latexfrei, Ärmel mit Gummiband, 1 VE = 100 Stück

Größe 115 x 137 cm, ca. 16 g/m²

Farbe	Best.-Nr.
grün	97477-01
blau	97477-02



o. Abb. STATIONSKITTEL, MIT STRICKBUND

Aus PP-Vlies, unsteril, Schutz vor Flüssigkeiten, Taillen- und Halsverschlussbänder, Non-Woven, latexfrei, Strick-Bündchen am Arm, 1 VE = 100 Stück

Größe 136 x 140 cm, ca. 24 g/m²

Farbe	Größe	Best.-Nr.
grün	136 x 140 cm, ca. 24 g/m²	97498



⑤ PP-KITTEL, COMBI

PP-Kittel mit aufgeschweißten PE-Schutzärmeln und PE-Schürze, atmungsaktiv und hygienisch, langes Schürzenteil, Ärmel mit Gummizug, Abreißperforation für unterschiedliche Körpergrößen – kürzbar auf 141 cm/126 cm/111 cm, Bindeband im Rücken, Größen XL-3XL, 1 VE = 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.
weiss	97424



Aufgeschweißte PE-Schürze

Ärmel mit Gummizug

Mit Abreißperforation für unterschiedliche Körpergrößen

OP-Bekleidung

① OP-KASSAK

1 Brusttasche, 2 Seitentaschen und Seitenschlitze. 50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 180 g/m², pflege- und bügelleicht, für 95°C Industriewäsche geeignet.

Damen-OP-Kassak (Größen: S - 3XL)

Farbe	Best.-Nr.
blau	98180
grün	98125

Herren-OP-Kassak (Größen: S - 3XL)

Farbe	Best.-Nr.
blau	98190
grün	98126



② OP-HOSE

Mit Rundum-Gummizug, seitlich zum Binden. 50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 180 g/m², pflege- und bügelleicht, für 95°C Industriewäsche geeignet.

Damen-OP-Hose (Größen: S - 3XL)

Farbe	Best.-Nr.
blau	98160
grün	98122

Herren-OP-Hose (Größen S - 3XL)

Farbe	Best.-Nr.
blau	98170
grün	98123



③ OP-POLO-SHIRT

1/2 Arm, Unisex. Gekämmte Baumwolle, moderner Schnitt, Seitenschlitze, eingelassene Brusttasche mit Knopf. Pflege- und bügelleicht, für 60°C Industriewäsche geeignet.

Damen- und Herren-Polo-Shirt

Größen: XS = 32/34, S = 36/38, M = 40/42, L = 44/46, XL = 48/50, XXL = 52/54, 3XL = 56/58

Farbe	Best.-Nr.
blau	98150
grün	98130
marine	98140



SMMS-Bekleidung

④ SHIRT

Kurzärmelig, Größen S - XXL, 1 VE = 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.
blau	97438

⑤ HOSE

Mit Kordelzug am Bund, für individuelle Weiten-Einstellung, Größen S - XXL, 1 VE = 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.
blau	97439

⑥ SET

Bestehend aus Hose und Shirt, Größen M - XXL, 1 VE = 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.
grün	97430-01
blau	97430-02



Kopflagerungshilfen für Operationen in Bauchlage

① QVIEW

Kopflagerungskissen für Operationen in Bauchlage aus komfortablem und weichem PU-Schaum. Erleichtert die Kopflagerung des Patienten, Druck auf Augen und Gesicht des Patienten wird verringert, Kopf und Nacken werden effektiv entlastet. Einfacher Zugang zum Trachealtubus, sichere Überwachung des Patienten über den mitgelieferten Spiegel. Beidseitige Tubenausführung möglich. Sehr leicht, latexfrei.

Farbe weiss

Best.-Nr.	VE
92270	6 Stück



② PRONE FACE SOFT

Lagerungskissen für Operationen in Bauchlage aus weichem Schaum, der sich dem Gesicht des Patienten anpasst. Druckstellen werden effektiv vermieden. Eine Schicht aus Memory Foam (weiss) und eine Schicht aus weichem PU-Schaum (blau). In 2 Höhen erhältlich.

Maße: 24 x 26 cm

Best.-Nr.	Größe	VE
92266	M (13 cm hoch)	12 Stück
92267	L (17,5 cm hoch)	8 Stück



③ PRONE FACE ONE


Das Prone Face One ist ein Einweg-Bauchlagerungskissen, das die Kopflagerung des Patienten erleichtert und gleichzeitig eine gute Sichtbarkeit von Augen, Nase und Mund des Patienten gewährleistet. Während der Patient bequem in Bauchlage auf dem OP-Tisch liegt, hat der Anästhesist durch den seitlichen Ausschnitt optimalen Zugang zum Trachealtubus und gleichzeitig ermöglicht der mitgelieferte Spiegel gute Sichtbarkeit, um den Patienten während des Eingriffs zu beobachten.

Maße: 24 x 26 cm

Best.-Nr.	VE
92242	6 Stück




① QView Kopflagerungskissen



② Prone Face Soft



③ Prone Face One



Patient Positioners:
Einweg-Lagerungs-
kissen aus PU-Schaum

Die richtige Lagerung während eines operativen Eingriffs ist besonders wichtig, um den Patienten vor lagerungsbedingten Schäden zu bewahren. Mit den verschiedenen Einweg-Lagerungskissen für Kopf, Torso und Extremitäten kann der Patient während oder nach dem operativen Eingriff optimal gelagert werden. Somit werden lagerungsbedingte Schäden wie Dekubitus, Nervenschäden oder Verbrennungen vermieden.



① **KOPFLAGERUNGSKISSEN FÜR KINDER**
Geeignet für die seitliche Lagerung, Rückenlage und Bauchlage von Kindern.
Maße: 17,5 x 15,5 x 9 cm

Best.-Nr.	VE
95961	36 Stück

② **KOPFLAGERUNGSKISSEN**
Geeignet für die seitliche Lagerung, Rückenlage und Bauchlage.
Maße: 23 x 20 x 10,5 cm

Best.-Nr.	VE
95973	36 Stück

③ **KOPFLAGERUNGSKISSEN MIT TUBUS-SCHLITZ**
Geeignet für die seitliche Lagerung, Rückenlage und Bauchlage, mit Schlitz für den Tracheal-Tubus.
Maße: 23 x 20 x 10,5 cm

Best.-Nr.	VE
95967	36 Stück

④ **KOPFLAGERUNGSKISSEN MIT TUBUS-SCHLITZ, GESCHICHTET**
Geeignet für die seitliche Lagerung, mit Schlitz für den Tracheal-Tubus, geschichtet.
Maße: 23 x 20 x 10,5 cm




Best.-Nr.	VE
95968	36 Stück

⑤ **KOPFLAGERUNGSRING, EINFACH**
Geeignet für die Rückenlage.
Maße: Ø 23 cm Außen, Ø 10 cm Innen

Best.-Nr.	VE
95960	36 Stück

⑥ **KOPFLAGERUNGSRING, MEHRFACH**
Geeignet für die Rückenlage, Innendurchmesser anpassbar.
Maße: Ø 23 cm Außen, Ø 7,5-15 cm

Best.-Nr.	VE
95966	36 Stück



⑦ **KÖRPERKEIL**
Geeignet zur Positionierung des Patienten und zur Reduzierung des Drucks auf das Kreuzbein.
Maße: 61 x 27 x 20 cm

Best.-Nr.	VE
95971	7 Stück

⑧ **FERSEN- UND ELLENBOGENSCHUTZ**
Geeignet zur Lagerung von Ferse und Ellenbogen, mit Schaumstoffband und Klettverschluss zur Fixierung.
Maße: 48 x 23,5 cm

Best.-Nr.	VE
95962	72 Stück

⑨ **FERSENSCHUTZ**
Geeignet zur Lagerung von Fuß und Ferse, mit Schaumstoffband und Klettverschluss zur Fixierung.
Maße: 35,5 x 18 cm

Best.-Nr.	Ve
95963	72 Stück

⑩ **ULNARISSCHUTZ**
Schont den Ellennerv, mit Schaumstoffband und Klettverschluss zur Fixierung.
Maße: 40 x 16,5 cm

Best.-Nr.	VE
95964	72 Stück

⑪ **HÜFTSPREIZKISSEN**
Konkave Schaumkonstruktion mit Schaumstoffbändern und Klettverschluss zur Fixierung.
Maße: 42 x 15 x 53,5 cm

Best.-Nr.	VE
95969	6 Stück

⑫ **ARMLAGERUNGSKISSEN FÜR LAMINEKTOMIEN**
Geeignet zur Armlagerung für Operationen an der Wirbelsäule.
Maße: 61 x 12,5 x 7,6 cm

Best.-Nr.	VE
95965	24 Stück

o. Abb. **ARMLAGERUNGSKISSEN**
Stabilisiert den Arm in aufrechter Position, mit Belüftungslöchern zur Förderung der Luftzirkulation.
Maße: 31,5 x 40 x 23 cm

Best.-Nr.	VE
95970	10 Stück

o. Abb. **FUSSHEBESTÜTZE**
Geeignet um den Fuß in der Neutralstellung zu positionieren, mit Schaumstoffband und Klettverschluss.
Maße: 20,5 x 25,5 cm

Best.-Nr.	VE
95972	12 Stück

Patientenumlagerung und -Transfer


① TRANSFERLAKEN

Das Einweg-Transferlaken macht die Umlagerung von Patienten einfacher, praktischer, komfortabler und rückschonender. Es ist leicht, flexibel und einfach zu lagern. Durch die Funktion eines Einweg-Tuchs schützen Sie sich, das Personal sowie den Patienten vor Kreuzkontamination. Es ist resistent gegen Flüssigkeiten und ist auch bei Nässe extrem robust und strapazierfähig. Sie können mit diesem Transferlaken Patienten von bis zu 400 kg umlagern!

- Neue Materialentwicklung: sehr gleitfähiges Non-Woven Polypropylen-Material
- Einfache und rückschonende Umlagerung
- Flexibel, kompakt, leicht zu lagern und zu entsorgen
- 6 robuste Trageschlaufen an beiden Längsseiten
- Schützt den Patienten und das Personal vor Kreuzkontamination
- Latexfrei
- Extrem reißfest, sehr leicht
- Resistent gegen Flüssigkeiten
- Für Umlagerung von Patienten bis zu 400 kg
- Farbe blau
- Einzeln verpackt
- 1 VE = 25 Stück

85 x 190 cm
Best.-Nr.
92392

110 x 190 cm
Best.-Nr.
92292




Patientenunterlage und Transferlaken in einem Produkt!

Mit ihrer hochbelastbaren, reißfesten Spezialträgerfolie bringt die Patientenunterlage auch schwere Patienten von bis zu 150 kg Patientengewicht sicher auf den OP-Tisch und wieder zurück.

Die hautfreundliche, glatte Oberseite ist vollflächig mit PP-Vlies ausgestattet. Dies sorgt für eine trockene Liegefläche. Die hydrophobe, atmungsaktive Unterseite schafft eine Keimbarriere, somit haben Sie ein Plus an Hygiene, da Sie sowohl den Patienten, sich selbst, Ihr Personal und Ihr Equipment vor Kontamination schützen.

- Hautfreundlich, atmungsaktiv, latexfrei
- Belastbarkeit max. 150 kg
- Super reißfest, fusselt nicht
- Saugkern reduziert Gerüche, tropffest
- Proaktive Hygiene durch Keimbindung
- Einfache und sichere Umlagerung

Daten/Maße	
Außenmaß:	210 x 80 cm
Aufnahmemenge:	bis zu 1,9 Liter Flüssigkeit
Belastbarkeit:	max. 150 kg
Bestellmenge:	1 VE = 20 Stück
Best.-Nr.	
95929	



Underpads

① UNDERPAD ALLESORB SELECT

Atmungsaktive Patientenunterlage aus PP Spinnvlies, hydrophil mit Air-laid Kern und superabsorbierendem Polymer und atmungsaktivem PE-Film. Hohe Saugkraft: effektive Saugfläche 53 x 76 cm, hautfreundlich und atmungsaktiv, latexfrei. Fördert das Wohlbefinden des Patienten.

Best.-Nr.	Maße	Farbe	VE
95902	61 x 91 cm	weiss	60 Stück



Underpads für den OP-Tisch

Mit Hilfe der saugfähigen OP-Tischauflagen verringert sich die Aufbereitungszeit zwischen den Operationen und die Effizienz bei gleichzeitiger Verringerung Gerüchen oder Kontamination erhöht sich deutlich.

② UNDERPAD ALLESORB IMPERVIOUS

OP-Tischauflage aus Polypropylen und Polyethylen und Airlaid-Kern mit Superabsorber-Polymer. Hautfreundlich, latexfrei, fusselt nicht und ist tropffest. Der Saugkern reduziert Gerüche. Proaktive Hygiene durch Keimbindung. Farbe blau.

Best.-Nr.	Maße	Aufnahmemenge	VE
95901	102 x 229 cm	bis zu 2 Liter	20 Stk.
95950	102 x 150 cm	bis zu 1,3 Liter	30 Stk.
95951	102 x 76 cm	bis zu 0,65 Liter	50 Stk.



③ UNDERPAD ANTI SLIP

OP-Tischauflage aus Polyethylen, Polypropylen und Baumwolle. Weiche Oberfläche, latexfrei, Saugkern reduziert Gerüche, proaktive Hygiene durch Keimbindung. Verbessertes Halt durch rutschfeste Unterseite, eignet sich besonders für Eingriffe in gekippter Position. Farbe blau.

Best.-Nr.	Maße	Aufnahmemenge	VE
95938	100 x 225 cm	bis zu 3,5 Liter	40 Stk.
95948	100 x 155 cm	bis zu 2,6 Liter	50 Stk.
95949	100 x 75 cm	bis zu 1,8 Liter	100 Stk.





CE-Kennzeichnung

Das entsprechende Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung gemäß gemäß EU-Verordnung 765/2008 versehen.



Autoklavierbar

Das Produkt kann zur Keimabtötung mit einem Autoklaven autoklaviert werden.



Unsteriles Produkt

Das Produkt ist hygienisch und sauber, aber nicht zusätzlich sterilisiert worden.



Latexfreies Material

Das Produkt ist ohne Latex hergestellt worden und beugt Latexallergien bei Hautberührung vor.



Einmalprodukt

Das Produkt ist durch den Hersteller zum einmaligen Gebrauch vorgesehen.



Belastbarkeit in kg

Die Angabe zur maximalen Belastbarkeit des Produktes in Kilogramm.



Aufnahmemenge in Liter

Die Angabe der maximalen Aufnahmemenge des Produktes in Litern.



Schutzausrüstung der Kategorie 2

Das Produkte bietet einen Standard-Schutz vor mechanischen Risiken.



Edelstahl Rostfrei

Zur Herstellung des Produktes ist nicht rostender (korrosionsbeständiger) Edelstahl verwendet worden.



Steriles Produkt

Das Produkt ist in der Endverpackung zusätzlich sterilisiert worden.



Norm EN 166

Das Produkt entspricht der Norm EN 166 zum persönlichen Augenschutz.



Antistatisches Produkt

Das Produkt verhindert bzw. schwächt die elektrostatische Aufladung ab.



Lebensmittelecht

Keinerlei Geruchs - oder geschmacklichen Wirkungen auf Lebensmittel, die Zusammensetzung ist gesundheitlich unbedenklich.

A

Abdeckhaube für Bett	11
Abdeckhaube für Kinderbett	11
Abdeckhaube für Nachttisch	11
Abdeckhauben	11
Anti-Rutsch-Socken	18
Armlagerungskissen für Laminektomien	29
Armlagerungskissen	29
Astrohaube	22
Atemschutzmaske	20
Aufbewahrung von Patienteneigentum	14
Augenschutz	21
Augenschutzmaske	

B

Baretthaube	22
Bodensaugtuch	6
Bougie	8
Bougie für Kinder	8
Bougie mit Absaugung	8
Bougie-To-Go	8

C

Chirurgische Maske	20
--------------------	----

D

Doktorhaube aus Polypropylen	22
Doktorhaube aus Viskose	22

E

Einführhilfe Endotrachealtubus	8
Einmalsocken	19
Einmalsocken-Spenderbox	19
Einmalsocken-Spenderhalter	19
Einmal-Trageschutzlaken	10
Einmalzahnbürste mit Pasta	15
Einweg-Bettwäsche	12
Einweg-Decke aus Papier	12
Einweg-Decke aus Polyester	12
Einweg-Decken	12
Einweg-Deckenbezug	12
Einweg-Füsslinge	19
Einweg-Gerätetasche	16
Einweghaube für Armbänkchen	11
Einweghauben	22
Einwegkittel	25
Einweg-Kopfkissen	12
Einweg-Kopfkissenbezug	12
Einweg-Lagerungskissen	28
Einweggrasierer	17
Einwegschürzen	24
Einwegschürzen-Spender	24
Einwegslipper "Classic"	18
Einwegslipper "Safety"	18
EKG-Tasche	16

F

Fersen- und Ellenbogenschutz	29
Fersenschutz	29
Fußhebestütze	29

G

Gestell für Saugtuch auf Rolle	6
Gleitverschlussbeutel	14

H

Handwaschbürste	17
Hautmarkierungsstift mit dualer Spitze	9
Hautmarkierungsstift mit feiner Spitze	9
Hautmarkierungsstift mit Standard-Spitze	9
Hautmarkierungsstifte	9
Hüftspreizkissen	29

I

Infusionsdruckmanschette	16
Isolationskittel	25

K

Koloskopiehose	13
Kopflagerungshilfen	27
Kopflagerungskissen	28
Kopflagerungskissen für Kinder	28
Kopflagerungskissen mit Tubusschlitz	28
Kopflagerungskissen mit Tubusschlitz, geschichtet	28
Kopflagerungsring, einfach	28
Kopflagerungsring, mehrfach	28
Körperkeil	29

L

Lagerungskissen aus PU-Schaum	28
LDPE-Verschlussbeutel	14
Liegenschutzabdeckungen	10

M

Matratzenschutzbezug aus CPE	10
Matratzenschutzbezug aus SMS	10
Mehrwegbecher, 3-teilig	14
Mundhygiene	15
Mundpflege	15
Mundpflegestäbchen	15
Mundtupfer mit Absaugung	15

N

Nadelzählboxen	9
Nadelzähler	9
Nasenschleuder	13
Nasentamponade	13
Netzhosen "Basic Line"	13
Netzhosen "Comfort Line"	13

O

OP-Bekleidung	26
OP-Bodensauger	7
OP-Einmalsocken	19
OP-Hose	26
OP-Kassak	26
OP-Kittel	25
OP-Lampengriff	7
OP-Lampengriff "Standard"	7
OP-Lampengriff "Universal"	7
OP-Polo-Shirt	26

OP-Poncho	21
OP-Socken	19
Orale Pflege	15

P

Patient Positioner	28
Patientenkittel	13
Patientenschuhe	18
Patientenversorgung	13
PE-Schürzen	24
Plastiktüte "Patienteneigentum"	14
PP-Kittel	25
Prone Face One	27
Prone Face Soft	27

Q

Qview Kopflagerungskissen	27
---------------------------	----

S

Saugtuch neben den OP-Tisch	6
Saugtuch neben den OP-Tisch, auf Rolle	6
Sautuch unter den OP-Tisch	6
Schutzbrille	21
Schwesternhaube	22
Sicherheitsskalpell	8
Sicherheitsskalpell Klinge #10	8
Sicherheitsskalpell Klinge #11	8
Sicherheitsskalpell Klinge #15	8
Sicherheitsskalpell Klinge #20	8
SMMS-Bekleidung	26
SMMS-Hose	26
SMMS-Set	26
SMMS-Shirt	26
Spuckbeutel	16
Spuckbeutel-Spender	16
Stationskittel	25
Stoppersocken	18
Sturzprophylaxe	18

T

Thermo-Jacke	21
Thermo-Mini-Poncho	21

U

Überschuhe	23
Überstiefel	23
Ulnarisschutz	29
Untersuchungshose	13

W

Waschhandschuh "Economy"	17
Waschhandschuh "Molton"	17
Waschhandschuh "Raute"	17
Waschhandschuhe	17

Z

Zahnbürste mit Absaugung	15
--------------------------	----

BESTELLSCHEIN

Tel.: +49(0)2261/9891-0
Fax: +49(0)2261/9891-111
mail: info@nordiska.de
freecall: 0800-8835000

Nordiska GmbH & Co. KG
Victoria Höhe 1
D-51645 Gummersbach

Falls zur Hand, tragen Sie hier bitte Ihre Kundennummer ein.



Hiermit bestellen wir zu Ihren Geschäftsbedingungen:

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Katalog-seite	Pos. auf der Seite	Größe	Menge
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17					

☐ Ich interessiere mich für folgende Artikel:

Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.
	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17
	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17
	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17
	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17
	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> CON17

Bitte rufen Sie mich dazu an. Tel.: _____

☐ Vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin mit uns.

Rechnungsanschrift:

Haus

Ansprechpartner/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Durchwahl (für Rückfragen) / Telefax

E-Mail

Lieferanschrift: (falls abweichend)

Haus

Ansprechpartner/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Durchwahl (für Rückfragen) / Telefax

E-Mail

1. Mit dem derzeit gültigen Katalogangebot von Nordiska verlieren alle vorhergehenden Angebote ihre Gültigkeit. Alle Lieferungen und Leistungen von Nordiska werden ausschließlich auf der Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen erbracht. Anderslautende Vereinbarungen müssen schriftlich durch Nordiska bestätigt werden. Ausgenommen sind individuelle Angebote oder und daraus folgende Rahmenverträge bzw. Listungen mit Kunden, die vor Erhalt dieses Kataloges vereinbart wurden. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen von Kunden, die von Nordiska nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind, sind für Nordiska unverbindlich, auch wenn Nordiska diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Unser Angebot ist ausschließlich für gewerbetreibende Unternehmen aus Industrie, Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gewerbe bestimmt. Alle Preise verstehen sich in Euro, rein netto, zuzüglich Mehrwertsteuer, nur innerhalb Deutschlands. Ein Liefervertrag kommt nicht mit der Annahme unseres Katalogangebotes zustande. Aufgrund der langen Gültigkeit unseres Katalogangebotes müssen wir uns die Möglichkeit zur Anpassung der angegebenen Preise – auch zu Ihren Gunsten - vorbehalten. Bei abweichenden Preisen erhält der Kunde ein neues, schriftliches Lieferangebot. Der Liefervertrag kommt zustande, wenn Nordiska die schriftliche Kundenbestätigung mit der Annahme des neuen Lieferangebotes vorliegt. Bei nicht abweichenden Katalogpreisen verzichtet Nordiska in der Regel auf eine schriftliche Auftragsbestätigung; es sei denn, der Kunde besteht hierauf.

3. Nordiska liefert generell unfrei ab Lager in Gummersbach. Ab einem Warenwert von über € 100 liefern wir Paketlieferungen frei Haus. Für Verpackung und Transportversicherungen berechnen wir eine geringfügige Kostenpauschale von € 6,90. Diese Kostenpauschale gilt auch für Lieferung auf Palette. Für die Speditionslieferung von sperrigen Produkten berechnen wir je nach Gewicht und Volumen: € 29,00 / 49,00 / 89,00. Für die Lieferung auf Inseln und außerhalb Deutschland gelten Sonderkonditionen, die wir Ihnen gerne mitteilen.

4. Jede Auftragsannahme sowie Vertragsänderungen, Zusicherungen und ergänzende Vereinbarungen (auch über die Abbedingung der Schriftform) wie auch Auftragsbestätigungen, kaufmännische Bestätigungsschreiben etc. von Kunden bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Nordiska. Der Inhalt dieser schriftlichen Bestätigung ist ausschließlich für das Vertragsverhältnis maßgebend. Ist eine schriftliche Bestätigung durch Nordiska nicht erfolgt, so kommt ein Vertrag zu den Vorliegenden Bedingungen gleichwohl mit der Auslieferung der Ware zustande. Nordiska kann ohne Angabe von Gründen Aufträge ablehnen. Die Annahme jeglicher Aufträge durch Nordiska erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Liefer-/ Leistungsmöglichkeiten. Nordiska ist berechtigt, auch von bereits bestätigten Verträgen zurückzutreten, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers offenkundig negativ entwickeln bzw. Nordiska nachträglich ungünstige Bonitätsauskünfte über den Kunden erhält. Im Falle eines solchen Rücktritts, wie auch bei Fehlern oder Entfall der Liefer-/ Leistungsmöglichkeit sind jegliche Gewährleistungs-/Schadenersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen.

5. Bei Vertragsabschluss festgelegte Bezeichnungen und Spezifikationen stellen den technischen Stand zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses dar. Nordiska behält sich Änderungen ausdrücklich vor, soweit diese nicht grundlegender Art sind und der vertragsgemäße Verwendungszweck nicht erheblich eingeschränkt wird. Angaben in Prospekten, Gebrauchsanweisungen und sonstigen Schriftstücken Dritter sind für Nordiska unverbindlich und nicht Inhalt der Beschaffenheitsvereinbarung, soweit nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes von Nordiska schriftlich bestätigt worden ist. Jegliche Beratung durch Nordiska ist unverbindlich und begründet – ausgenommen im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz – keinerlei Haftung von Nordiska.

6. Für alle von Nordiska vorgeführten und zur Probe für einen bestimmten Zeitraum überlassenen Produkte übernimmt der Kunde die volle Haftung bei Beschädigung und Abhanden kommen. Bei starker Verschmutzung oder Abnutzung oder sonstigem Wertverlust, ist Nordiska berechtigt diese in vollem Umfang zu berechnen.

7. Von Nordiska genannte Lieferzeiten sind unverbindlich. Soweit von Nordiska Lieferzusagen mit festen Terminen gegeben werden, wird hierdurch kein Fixgeschäft begründet. Die Nichteinhaltung von Lieferfristen durch Nordiska berechtigt den Kunden nicht, vom Vertrag zurückzutreten.

Im Falle von Streik, Aussperrung, Krieg, höherer Gewalt oder sonstiger von Nordiska nicht zu vertretender Behinderung ist Nordiska berechtigt, die Lieferung ganz oder teilweise nachträglich abzulehnen oder hinauszuschieben und/oder ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass hieraus Nachlieferungs- oder Schadenersatzansprüche des Kunden entstehen. Nordiska ist, soweit nicht anders schriftlich vereinbart worden ist, jederzeit berechtigt, Teillieferungen zu erbringen und zu fakturieren. Bei Versendungskauf erfolgt Versand ab Lager stets auf Gefahr des Kunden und zwar auch dann, wenn frachtfreie Lieferung im Einzelfall vereinbart ist oder Teillieferungen vorgenommen werden. Nordiska haftet nicht für irgendwelche Transportschäden. Bei Versendungskauf müssen Schäden vor Abnahme der Sendung auf Versandpapieren dokumentiert werden. Beim Versendungskauf bleibt es dem Kunden unbenommen, für die Ware eine Transportversicherung abzuschließen. Nordiska ist zu irgend gearteten Transportversicherungen nicht verpflichtet. Die Ware ist ordnungsgemäß ausgeliefert, wenn der Kunde nicht innerhalb von 7 Tagen ab Lieferdatum schriftlich unter genauer Angabe der Gründe widerspricht.

8. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht mit Übergabe oder Anzeige der Versandbereitschaft der Ware auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald Nordiska die Sache der Ausführung der Versendung bestimmten Personen übergibt.

9. Der Käufer hat die Kaufsache unverzüglich nach Erhalt sorgfältig zu untersuchen. Die Kaufsache gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht binnen einer Frist von 7 Tagen nach Zugang der Lieferung bzw. bei solchen Mängeln, die im Rahmen einer sorgfältigen unverzüglichen Untersuchung nicht feststellbar sind, nicht unverzüglich nach deren Feststellung und innerhalb der Gewährleistungsfrist bei Nordiska eingeht. Nordiska übernimmt keinerlei Gewähr für Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, ungeeigneten Betriebsmitteln, Austauschwerkstoffen oder ungeeigneten Untergründen herrühren. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Verkauf neuer Sachen, Teile und Leistungen hierfür ein Jahr, beginnend jeweils mit der Übergabe bzw. Tag der Beendigung der Leistung. Bei Verkauf gebrauchter Sachen und Teile ist jegliche Haftung für Sachmängel ausgeschlossen. Bei Sachmängeln oder Fehlen zugesicherter Eigenschaften kann Nordiska nach seiner Wahl verlangen, dass die mangelhafte Kaufsache zur Umarbeitung oder zum Austausch mit anschließender Rücksendung an Nordiska geschickt wird oder der Käufer das mangelhafte Produkt bereit hält und die Umarbeitung oder der Austausch dort durch Nordiska oder von Nordiska beauftragter Personen vorgenommen wird. Die zur Nachbesserung oder zum Austausch erforderlichen Aufwendungen werden von Nordiska getragen; dies gilt jedoch nicht für erhöhte Aufwendungen die entstehen können. Falls Nordiska zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder in der Lage ist oder dies auch nach wiederholter Fristsetzung aus von Nordiska zu vertretenden Gründen nicht durchführt oder für den Fall, dass aus sonstigen Gründen die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehlschlägt, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

10. Schadenersatzansprüche des Bestellers – gleich aus welchem Rechtsgrund – bestehen nur , wenn der Schaden durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht in einer das Erreichen des Vertragszweckes gefährdeten Weise verursacht worden ist oder – wenn Nordiska bezüglich der Kaufsache eine Eigenschaft schriftlich zugesichert oder eine Beschaffenheit schriftlich garantiert hat oder – wenn ein Schaden aus Verletzung entstanden ist oder – wenn ein Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens Nordiska beruht. Haftet Nordiska für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Höhe der Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Nordiska haftet nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für Handlungen, wie auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Beauftragten von Nordiska. Die Abtretung von Schadens- und Gewährleistungsansprüchen durch die Kunden ist unzulässig.

11. Sämtliche Rechnungen sind mit Erstellung fällig und binnen 14 Tagen netto zahlbar. Alle Katalogpreise verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager. Nordiska behält sich das Recht vor jederzeit Preise zu erhöhen. Gegenüber Forderungen von Nordiska

sind Aufrechnungen oder Zurückbehaltungsrechte ausgeschlossen, es sei denn, dass dem Kunden rechtskräftig festgestellte Gegenansprüche zustehen oder Gegenansprüche unbestritten oder von Nordiska schriftlich anerkannt worden sind.

12. Nordiska ist berechtigt, für jede Mahnung eine Bearbeitungsgebühr von € 2,50 in Rechnung zu stellen. Im Falle eines Zahlungsverzuges werden darüber hinaus jegliche Forderungen von Nordiska gegenüber dem Kunden zur sofortigen Zahlung fällig, auch soweit diese im Einzelnen gestundet oder aufgrund anderweitiger Fälligkeitsvereinbarung noch nicht fällig waren. Wird die Kaufsache nach Versendung oder Anzeige der Versandbereitschaft von dem Käufer nicht abgenommen, so gehen alle zusätzlich entstehenden Kosten zu Lasten des Käufers. Bei vorübergehender Abnahmeverweigerung wird unbeschadet der Forderung höherer nachgewiesener Kosten pro angefangener Kalendermonat der Lagerung ½ % des Rechnungsbetrages für Lagerkosten in Rechnung gestellt. Nordiska ist berechtigt aber nicht verpflichtet dem Kunden eine Abnahmefrist zu setzen, nach deren erfolglosem Ablauf Nordiska berechtigt ist unter Forderung von Schadenersatz vom dem Vertrag zurückzutreten. Nimmt der Käufer die Kaufsache endgültig nicht ab oder tritt Nordiska nach erfolgloser Fristsetzung für die Abnahme vom Kaufvertrag zurück, so ist Nordiska berechtigt vom Käufer als pauschalen Kosten- und Schadenersatz 15% des Rechnungswertes zu fordern. Rücksendungen müssen postalisch frei sein und werden von uns nur nach vorheriger Genehmigung angenommen. Rücksendungen der Warenlieferung müssen innerhalb von 14 Tagen erfolgen, nach diesem Zeitraum verfällt das Rücksenderecht. Sonderbestellungen und Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Alle Warenrücksendungen müssen im Original erfolgen und unterliegen einer 15%-igen Wiedereinlagerungsgebühr. Soweit im Vorstehenden pauschalierter Schadenersatz geregelt ist, bleibt dem Käufer die Möglichkeit des Nachweises erhalten, dass Nordiska kein oder nur ein geringer Schaden entstanden ist.

13. Sämtliche Warenlieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt, Saldenvorbehalt sowie verlängertem und erweitertem Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur Begleichung sämtlicher Forderungen, auch solche, die erst nach Lieferung entstehen, Eigentum von Nordiska. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf den neu geschaffenen Gegenstand; der Käufer überträgt schon jetzt sein Eigentum an den neu hergestellten Gegenständen an Nordiska und verwahrt diese mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für Nordiska. Der Käufer ist verpflichtet, jede Pfändung oder Verpfändung oder sonstige Beeinträchtigung der Rechte von Nordiska unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Veräußert der Käufer Ware von Nordiska, ganz gleich in welchem Zustand, so tritt er bis zur völligen Tilgung aller Forderungen von Nordiska schon hiermit im Voraus seine eigenen Rechte, die ihm aus der Veräußerung gegen seine Abnehmer entstehen, mit allen Nebenrechten an Nordiska ab. Auf Verlangen von Nordiska ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung dem Abnehmer anzuzeigen und Nordiska zur Geltendmachung ihrer Rechte gegenüber dem Abnehmer die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pflichtig zu behandeln und ihn auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Wartungs- und Inspektionsarbeiten hat er auf eigene Kosten durchzuführen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere Zahlungsverzug, ist Nordiska berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers zurückzunehmen, ggfls. Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen und die Kaufsache freihändig zu verwerten. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch Nordiska liegt – soweit nicht anders lautendes ausdrücklich bei der Ausübung der Rechte erklärt wird – kein Rücktritt vom Vertrag.

14. Bei Reparaturaufträgen gelten die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß

15. Für alle Verpflichtungen aus den Verträgen mit Nordiska wird als Erfüllungsort Gummersbach vereinbart. Die rechtlichen Beziehungen zwischen Nordiska und den Käufern richten sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Vertragsbeziehungen ist für Vollkaufleute Gummersbach. Bei Unwirksamkeit einer oder mehrerer vorstehender Bestimmungen bleibt die Wirksamkeit der allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen im Übrigen unberührt, die Parteien sind in einem solchen Fall verpflichtet, die unwirksame Klausel durch eine solche wirksame Klausel zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel möglichst nahe kommt.

