

UNSERE PATIENTENUNTERLAGEN

Übersicht zu allen Versionen und ihren Eigenschaften



Art.-Nr. 95902

- Hohe Saugkraft durch Saugkern
- Hautfreundlich & atmungsaktiv
- Fördert das Wohl des Patienten
- Latexfrei



Art.-Nr. 95519

- Unterlage & Transferlaken in einem Produkt
- Sicher & stabil dank 8 Tragegriffen
- Tragfähigkeit bis 150 kg
- Schneller & sauberer Einsatz



Art.-Nr. 95901, 95950, 95951, 95938, 95948

- Hautfreundlich & latexfrei
- Weiche Oberfläche, fusselt nicht
- Tropffest
- Saugkern reduziert Gerüche
- Proaktive Hygiene durch Keimbinding
- Schnelle Aufnahme von Flüssigkeit



Art.-Nr. 95929, 95959, 95943

- Hautfreundlich, atmungsaktiv & latexfrei
- Absorptionskern reduziert Gerüche
- Proaktive Hygiene durch Keimbinding
- Super reißfest, fusselt nicht, tropffest
- Transport & Lagerung mit einer Unterlage



Art.-Nr.	VE	Saugkraft (Wasser)	Saugkraft (Saline)	Reißfest	Anti-Rutsch	Maße
OP-Tischauflagen						
95901	20 Stk.	2,8l	2l	✗	✗	102 x 229 cm
95950	30 Stk.	1,8l	1,3l	✗	✗	102 x 150 cm
95951	60 Stk.	0,9l	0,65l	✗	✗	102 x 76 cm
95519	20 Stk.	3,5l	2,5l	✗	✗	220 x 90 cm
95938	40 Stk.	3,5l	2,5l	✗	✓	100 x 225 cm
95948	50 Stk.	2,6l	1,9l	✗	✓	100 x 155 cm
Patientenunterlagen						
95902	60 Stk.	1,7l	1,2 l	✗	✗	61 x 91 cm
Transferunterlagen						
95929	20 Stk.	3,5l	2,5l	✓	✗	210 x 80 cm
95959	20 Stk.	3,7l	2,65l	✓	✗	230 x 100 cm
95943	20 Stk.	2,4l	1,7l	✓	✗	150 x 80 cm