

C-ARMOR

ausfaltbare, sterile Abdeckung für den C-Bogen



BESCHREIBUNG

- Schutzabdeckung für den C-Bogen, wenn dieser über die Tischhöhe hinaus nach oben gefahren wird
- Schnell und einfach anzubringen
- Hält den sterilen Bereich aufrecht
- Verbessert die Effizienz
- Verringert das Müllaufkommen
- Reduziert das Infektionsrisiko

ANWENDUNGSBEREICH

- Orthopädie
- Gefäßchirurgie
- Unfallchirurgie
- Wirbelsäulenchirurgie

KENNZEICHNUNG



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Beschreibung	Größe	VE
97282	C-Armor	116.84 x 116.84 x 121.92 cm	12 Stück

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- LDPE
- Polyisopren-Bänder (selbstklebend)

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	steril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	9402.9000
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	Is
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Stand: 04-2025

nordiska 
helping people care

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.